



Línea de Gurin



MORELLI
ORTODONTIA



- Comodidad ofrecida por el pulido y redondeo de los bordes.
- Acero inoxidable de alta resistencia para el aprieto y traba más segura en los alambres ortodóncicos.
- Todos los gurin Morelli están dimensionados para aceptar alambres redondos, cuadrados y rectangulares hasta .021" x .025".



Gurin con slot redondo

Aplicado en el alambre intraoral antes de su instalación.



Gurin con slot rectangular

Aplicado cuando el arco intraoral ya está instalado.

Gurin slot cerrado redondo



Se utiliza como "stop" (anclaje) para apertura de espacios.

10 un.
Cód. 35.05.001



Gurin slot cerrado redondo con hook



Eficiente sistema de anclaje y movimentaciones integradas a elásticos y resortes.

10 un.
Gancho Derecho Cód. 35.05.002
Gancho Izquierdo Cód. 35.05.003



Gurin de barra larga c/ agujero



Se aplica antes de la fijación del alambre; és ideal para la utilización con mini tornillos, resortes o elásticos en cadena.

05 un.
Gancho Derecho Cód. 35.05.004
Gancho Izquierdo Cód. 35.05.005




Gurin slot abierto rectangular



Se utiliza como stop (anclaje) para apertura de espacios. Aplicados en alambres ya instalados.

10 un.
Cód. 35.05.011



Gurin con slot abierto rectangular con hook



Utilizados en sistemas integrados con elásticos y resortes aplicados en alambres ya instalados.

10 un.
Gancho Derecho Cód. 35.05.012
Gancho Izquierdo Cód. 35.05.013



Llave Allen para Gurin



Para la fijación a los alambres intraorales.

01 un.
Cód. 75.02.011

